

## **MULTI SEPT GEL ANTISSEPTICO** **BOLETIM TÉCNICO**

### **DESCRIÇÃO**

MULTI SEPT foi desenvolvido para higienização das mãos, sua concentração alcoólica 70% apresenta ação antisséptica, além de proporcionar hidratação pela ação do aloe vera e da glicerina em sua composição, auxiliando dessa forma na adesão à regra de uso. Perfeito para locais onde o uso constante e repetido se faz necessário. Possui laudos realizados em laboratório credenciado, de Dermatologicamente Testado e de que comprovam a eliminação de 99,99% para os microrganismos testados: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella choleraesuis.

### **APLICAÇÃO**

Sua aplicação é indicada em qualquer estabelecimento industrial ou institucional que exige uma boa assepsia instantânea das mãos, tais como: estabelecimentos da área da saúde, hospitais, clínicas médicas e veterinárias, laboratórios, indústrias alimentícias, catering, cozinhas industriais, restaurantes, academias e etc., evitando as infecções cruzadas. Para uso constante e repetido.

### **MODO DE USAR**

Aplique nas mãos uma quantidade de Multi Sept, suficiente para cobrir a superfície das mãos limpas e secas, friccione as palmas das mãos entre si, entrelaçando os dedos, dorso das mãos, polegares, friccione as digitais e unhas na palma da mão e faça movimentos circulares nos punhos, friccione até secar naturalmente. Este produto não substitui o sabonete e a lavagem com água, na presença de sujidade visível das mãos.

### **COMPOSIÇÃO**

aqua, alcohol, carbomer, amonimethyl propanol, aloe barbadensis leaf extract, glycerin, imidazolidinyl urea.

### **CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA À 20°C**

<b>COR</b>	Transparente
<b>ODOR</b>	Característico
<b>ASPECTO</b>	Gel
<b>pH</b>	6,0 – 8,0
<b>DENSIDADE</b>	0,840 – 0,880 g/mL
<b>ATIVO</b>	70% ALCOOL ETÍLICO

### **PRECAUÇÕES**

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. INFLAMÁVEL. CONSERVAR LONGE DO FOGO OU CHAMAS E DE FONTES DE CALOR. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Manter em local fresco e ao abrigo da luz. Não armazenar em temperaturas acima de 43 °C. Uso externo. Em caso de irritação ou contato com os olhos, suspenda o uso e procure auxílio médico.

### **VALIDADE**

24 meses a partir da data de fabricação.

Av. Jornalista Paulo Zingg, 961 - Vila Jaraguá  
Cep: 05157-030 - São Paulo - SP

Tel.: 11 2197 1900  
Fax: 11 2197 1919

trilha@trilha.ind.br

**trilha**<sup>®</sup>  
excelência

## **MULTI SEPT GEL ANTISSEPTICO** **BOLETIM TÉCNICO**



### **APRESENTAÇÃO**

- MS-60 - Frasco de 52,8g (60 mL) com tampa flip-top, cx c/ 4 display com 12 frascos cada.
- MS-500 - Frasco de 440g (500 mL) com válvula pump, caixa com 24 frascos.
- E-700MS - Refil exacta de 616g (700 mL), caixa com 12 refis.
- T-800MS - Refil Trilha de 704g (800 mL), caixa com 12 refis.
- MS-1000 - Frasco de 880g (1 L) com válvula pump, caixa com 10 frascos.
- MS-1900 - Frasco de 1,672 Kg (1,9 L), com válvula pump, caixa com 06 frascos.
- T-5000MS - Galão de 4,4 Kg (5 L), caixa com 04 galões de 5 litros.

### **NÚMERO DO PROCESSO E REGISTRO DO PRODUTO**

Processo nº: 25351.588591/2015-09

Reg. M.S. nº: 244810015

### **AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO**

Nº 204481.4

### **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Rejane Maria Fernandes Lage

CRQ nº 04474106-IV