

INJECT CHLOR

Desinfetante para Roupas Hospitalares PRODUTO CONCENTRADO PARA ALVEJAMENTO

- Elevado poder químico de alvejamento e desinfecção;
- Age, de modo gradual e controlado, removendo os diversos tipos de manchas, sem prejudicar as fibras dos tecidos;
- Especialmente formulado para utilização em qualquer tipo de água, tanto dura como ferruginosa;
- Efetivo frente a todos os tipos de sujidades oxidáveis;
- Extraordinário e inigualável efeito de branqueamento químico sobre os substratos têxteis;
- Associação de agentes sequestrantes, quelantes e alcalinizantes, permitindo sua econômica utilização;
- Apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado.

Composição:

Composto inorgânico Clorado, associação de agentes sequestrantes, quelantes, alcalinizantes e veículo aquoso.

Princípio Ativo: Hipoclorito de Sódio.

Finalidade e Uso:

Em lavanderias Hospitalares, Comerciais, Hoteleiras e Industriais, para o alvejamento de todos os tipos de fibras têxteis (naturais e/ou sintéticas), com sujidades leves e pesadas.

Especificação Técnica:

Aspecto: líquido homogêneo

Cor: amarelo

Odor: característico Cloro

Densidade aparente: (1,120-1,180)g/mL

pH (sol. 1%): 11,8-12,8

Modo de Usar:

Alvejamento: 6 a 12 mililitros (mL) de INJECT CHLOR por Kg de roupa seca. O produto INJECT CHLOR deve ser adicionado ao ciclo de lavagem ou ao ciclo específico de alvejamento, com água fria ou na temperatura de até 50° C, em nível baixo de água. Submeter a ação do produto INJECT CHLOR de 15 a 20 minutos.

Embalagem:

* Bombona cilíndrica de Polietileno, contendo 20Kg de INJECT CHLOR

* Bombona de Polietileno, contendo 20Kg de INJECT CHLOR.

Registro/M/S.: 3.2186.0017

Precauções de Uso:

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de ingestão, beba vagarosamente água ou leite em abundância e recorra aos cuidados médicos. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância.

Persistindo a irritação, consulte um médico. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.