

# INFOOD BP

## Desinfetante para Indústria Alimentícia PRODUTO CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO

- Excelente poder de redução e/ou eliminação de carga microbiana;
- Associação sinérgica de Biguanida Polimérica com Cloreto de Benzalcônio;
- Especialmente formulado para utilização em qualquer superfície lavável;
- Amplo espectro de ação microbicida e extraordinário efeito residual sobre as superfícies;
- A solução do produto apresenta excelente compatibilidade: superficial, dérmica e ocular, além de baixa toxicidade aguda;
- Apresenta a melhor relação custo/ benefício considerando suas dosagens e facilidades de aplicação.

**Composição:** Associação de Tensoativos não-iônicos, ativos e veículo.

**Princípios Ativos:** Cloreto Benzalcônio e Cloridrato de Polihexametileno Biguanida.

**Finalidade e Uso:** INFOOD BP é um desinfetante de superfícies para indústrias de Alimentos em geral, bem como: cozinhas industriais, frigoríficos, laticínios e demais estabelecimentos manipuladores e produtores de alimentos.

### Especificações Técnicas:

**Aspecto:** Líquido homogêneo

**pH (100%):** 5,76 +/- 0,05

**Cor:** Incolor característico do produto

**Odor:** Característico do produto, Inodoro.

### Modo de Usar:

**Limpeza e Desinfecção:** INFOOD BP deve ser diluído em água na concentração de 0,5%, ou seja, uma parte de INFOOD BP para 199 partes de água, submeter a ação da solução elaborada do produto, Durante 10 minutos. Utilizar Equipamento de Proteção Individual: protetor ocular, luvas de borracha e avental. O manuseio de produto deve ser sempre efetuado utilizando-se materiais compatíveis: aço-inox, alumínio, vidro, polietileno, PVC, PTEF, Viton.

**NOTA:** Nunca misturar **INFOOD BP** e suas soluções com outros produtos de limpeza, para não prejudicar a ação bactericida do produto e evitar reações químicas adversas. Para aplicações específicas, consulte um especialista **INSERT QUÍMICA**.

### Embalagem:

- Bombona plástica de polietileno, contendo 5/ 20 ou 50 Kg de INFOOD BP.
- Caixa de papelão com 4 Bombona plástica de polietileno, contendo 5 Kg de INFOOD BP.

**Autorização – M/S: 321860032**

### Precauções de Uso:

Não misturar com outros produtos. Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não ingerir. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens. **PRIMEIROS SOCORROS:** Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância durante 15 minutos. se a irritação persistir consulte um médico levando o rótulo ou embalagem do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir vômito, consulte imediatamente um médico levando o rótulo ou embalagem do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local arejado e, se houver sinais de intoxicação chame socorro médico Centro de Intoxicações ( 0800 772 6001) **ABERTURA DA EMBALAGEM:** Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para a abertura utilize luva e óculos de proteção. **ARMAZENAGEM:** Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor.

Rua Bahia, 71 - Cep 09941-740 – Diadema – Fone: (11) 4075-6450

e-mail: [vendas@insertq.com.br](mailto:vendas@insertq.com.br) – site: [www.insertq.com.br](http://www.insertq.com.br)